

testo 190: Hocheffiziente Validierung mit System.

Die Validierung von Sterilisations- und Gefriertrocknungsprozessen ist ein zentrales Element Ihrer Qualitätssicherung und weist das hohe Sicherheitsniveau Ihrer aufbereiteten Produkte nach. Das neue CFR Datenloggersystem testo 190 unterstützt Sie bedarfsgerecht dabei, Ihre GxP-Compliance zuverlässig und hocheffizient zu erreichen.



testo 190 CFR Datenlogger

Einfach komplett:

Vielseitiges Fühlersortiment, zwei Batteriegrößen und praktisches Zubehör für jede Anwendung.



Fühlerhalterung
Gefriertrocknung

Halteklammer

Einfach sicher:

100 % hermetisch dichte Messtechnik – auch nach dem Batteriewechsel.



Schneller
Batterie-
wechsel
ohne Werkzeug

Messeinheit

Batterie



Multifunktions- koffer

Einfach flexibel:

Flexibel einsetzbar und praktisch in der Handhabung. Unabhängig von einer externen Stromversorgung.

Bis zu **8 Logger**
gleichzeitig
programmieren &
auslesen



Einfach komfortabel:

Stabiler Transportkoffer und Programmier- und Auslese-einheit in Einem.



2 in 1

Transportkoffer und
Auslese-einheit



testo 190 CFR Software

Einfach intuitiv:

21 CFR Part 11-konforme Software mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.



Geführte
Messmenüs

Automatische
Berechnung von:
- Haltephase
- Letalität
- Sattendampf

Abgleich mit
Akzeptanzkriterien

Visualisierung der
Messpunktanordnung

Einfach schnell:

Vollständige, audit-relevante Dokumentation mit nur einem Mausklick.



1 Klick
zum Report