

Software para data loggers

testo ComSoft Basic
testo ComSoft Professional
testo ComSoft CFR

Três versões de software – o correto para cada aplicação

testo ComSoft Basic – o software gratuito padrão

testo ComSoft Professional – o software completo

testo ComSoft CFR 21 Part 11 – o software para requisitos farmacêuticos

Funções de exportar convenientes, por exemplo, para processamento adicional dos dados no Microsoft Excel



Para fins de programação e leitura do logger, bem como para análise de dados, você pode escolher três versões diferentes do software. A Testo possui a solução certa para as suas exigências: O testo ComSoft Basic com uma interface gráfica do usuário oferece todas as funções básicas de um software logger padrão. Independentemente de onde os loggers são usados — o testo ComSoft Basic não apenas configura e realiza a leitura do instrumento, mas também analisa os dados com facilidade. A facilidade de uso e a operação intuitiva são uma alta prioridade aqui.

Requisitos adicionais, como a comparação de dados de medição criados em diferentes locais, também são usados com excelência pelo testo ComSoft. A Testo também oferece uma solução de software ideal para os requisitos especiais da indústria farmacêutica: o testo ComSoft CFR 21 Part 11.




Software para data loggers

ComSoft Basic

Download grátis em www.testo.com.br

ComSoft Basic, software básico para a programação e leitura de data loggers da Testo; apresentação de valores de medição gráficos e tabulares, bem como função exportar.

Peça N.º 0572 0580



ComSoft Basic – para fácil operação e análise conveniente

- Baixe grátis o ComSoft Basic em www.testo.com.br
- O ComSoft Basic oferece todas as funções básicas de um software logger
- Suporta data loggers da Testo da série de instrumentos testo 174, testo 175 e testo 176
- Opera com o Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows Vista e Windows 7. Mais sistemas operacionais mediante solicitação.


Funções importantes

- A interface intuitiva do usuário guia o usuário através dos processos individuais, passo a passo.
- Curva dos valores de medição gráfica para apresentação clara dos valores de medição.
- Configuração do logger: critério de partida e parada, intervalo de medição, taxa de armazenamento e ajuste do valor limite.
- Funções convenientes de exportação, por exemplo, para processamento adicional dos dados no Microsoft Excel ou geração de PDF que pode ser disponibilizado a outros usuários.

ComSoft Professional

ComSoft Professional
O software profissional inclui arquivamento de dados para programação e leitura de data loggers da Testo

Peça N.º 0554 1704



ComSoft Professional — para usuários exigentes

- O ComSoft Professional oferece possibilidades de análise e apresentação além das funções básicas
- Diversos locais de medição e data loggers podem ser organizados, por exemplo, em uma estrutura em árvore
- Suporta data loggers da Testo da série de instrumentos testo 174, testo 175, testo 176 e testo 184
- Opera com o Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows Vista e Windows 7. Mais sistemas operacionais mediante solicitação.

Funções importantes:

- Adaptação do menu e escopo de funções
- Seleção de diferentes cabeçalhos de impressão para impressão gráfica e tabular
- Opções adicionais de apresentação como campo de números, display em barra, instrumento analógico e apresentação XY
- Curva dos valores de medição gráfica para apresentação clara dos valores de medição.
- Configuração do logger: critério de partida e parada, intervalo de medição, taxa de armazenamento e ajuste do valor limite.
- Funções de ajuste 0 (valor médio) ao 7º grau





Software para data loggers

ComSoft CFR 21 Part 11

ComSoft CFR 21 Part 11 — Software para exigências de acordo com o CFR 21, Parte 11 para a programação e leitura dos data loggers da Testo

Peça N.º 0554 1705

ComSoft CFR 21 Part 11 – especialmente para os requisitos da indústria farmacêutica

- O ComSoft CFR 21 Part 11 é um software validável e cumpre todas as exigências da FDA (Food and Drug Administration) em um sistema fechado.
- A conformidade com as diretrizes da FDA é confirmada por um instituto independente.
- Suporta data loggers da Testo da série de instrumentos testo 174, testo 175, testo 176 e testo 184
- Opera nos sistemas operacionais de 32 e 64 bits Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 (exceto a respectiva “Home Edition”). Mais sistemas operacionais mediante solicitação.

Funções importantes:

- Administração de grupos de usuários pelo administrador
- Armazenamento de dados brutos em formato de arquivo livre de alterações
- Reconhecimento de erros de reaproveitamento graças às somas de testes
- Bloqueio por inatividade para evitar acesso de pessoas não autorizadas
- Monitoramento de atividade de login/logout, uso bem sucedido/falho de assinaturas digitais e alteração de dados brutos com a ajuda do Audit Trail

E qual software você deve escolher?

Selecione o software correto para a sua aplicação:

	ComSoft Basic 0572 0580	ComSoft Professional 0554 1704	ComSoft CFR 21 Part 11 0554 1705
Configuração/leitura do logger	X	X	X
Ajuste da taxa de armazenamento e intervalo de medição	X	X	X
Exportação de dados para .xls / .pdf / .html / .csv	X	X	X
Exibição de diagramas e tabelas	X	X	X
Ajuste		X	X
Avaliação científica/estatística (mín./máx.; valor médio, violação do valor limite)		X	X
Criação de fórmulas		X	X
Medição online		X	X
Modelo de relatório		X	X
Arquivamento de dados		X	X
Assinatura eletrônica			X
Alocação de direitos de acesso em 3 níveis de usuário			X
Trilha de auditoria			X



Acessórios

	N.º da Peça	
Cabo de conexão para os data loggers testo 175 e testo 176 para o PC, mini-USB para USB	0449 0047	
Cartão SD – para coletar dados de medição dos data loggers testo 175 e testo 176; 2 GB; faixa de aplicação até -20 °C	0554 8803	
Interface USB para programação e leitura dos data loggers testo 174T e testo 174H	0572 0500	

0981 4014/msp//05.2020

Sujeito à alteração sem aviso.

