

Software para data registradores de datos

testo ComSoft Básico
testo ComSoft Profesional
testo ComSoft CFR

Tres versiones de software – la adecuada para cada aplicación

testo ComSoft Básico – el software estándar gratuito

testo ComSoft Profesional – el software más completo

testo ComSoft CFR 21 Parte 11 – el software para requisitos farmacéuticos

Cómodas funciones de exportación, p.ej. para procesar los datos en Microsoft Excel



El software para la programación y la lectura de los registradores de datos o el análisis de los datos está disponible en tres versiones diferentes. Según los requerimientos, Testo le ofrece la solución adecuada: La versión gratuita testo ComSoft Básico con interfaz gráfica brinda todas las funciones básicas de un software estándar para registradores de datos. Sin importar en que aplicación se usen los registradores de datos, el testo ComSoft Básico simplifica la configuración y lectura del instrumento, así como el análisis de los datos. El ComSoft Básico es muy sencillo e intuitivo.

El testo ComSoft Profesional satisface de manera óptima

los requerimientos adicionales, tales como la compilación de los datos de medición producidos en diferentes lugares. Y también para los requerimientos especiales de la industria farmacéutica Testo le ofrece una solución de software óptima: el testo ComSoft CFR 21 Parte 11.

Software para data registradores de datos

ComSoft Básico


Descarga gratuita desde www.testo.com

Software básico para la programación y lectura de registradores de dato Testo; presentación de los valores medidos en forma de gráfica o de tabla y funciones de exportación.

Modelo 0572 0580

ComSoft Básico – funcionamiento sencillo y análisis cómodo

- Descarga gratuita del ComSoft Básico en www.testo.com
- El ComSoft Básico dispone de todas las funciones principales de un software para registradores de datos
- Admite todos los registradores de datos de las gamas testo 174, testo 175 y testo 176
- Compatible con Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows® 7; Windows® 8; Windows® 8 Pro; Windows® 8 Enterprise; Windows® 10



Funciones destacadas

- Interfaz intuitiva que guía al usuario paso a paso por cada procedimiento
- Curva gráfica para visualizar claramente los valores medidos
- Configuración de los registradores: criterio de inicio y parada, intervalo de medición, intervalo de memorización y ajuste de valores límite
- Cómodas funciones de exportación, p.ej. para procesar los datos en Microsoft Excel, o para generar un PDF y distribuirlo a otros usuarios


ComSoft Profesional

ComSoft Profesional Software profesional, incl. archivación de datos para programación y lectura de registradores de datos Testo

Modelo 0554 1704

ComSoft Profesional – para usuarios exigentes

- El ComSoft Profesional dispone de funciones adicionales de análisis y presentación, además de las funciones básicas
- Se pueden organizar, p.ej. en una clara estructura de árbol, múltiples situaciones de medición y registradores de datos
- Admite todos los registradores de datos de las gamas testo 174, testo 175, testo 176 y testo 184
- Compatible con Windows® 7; Windows® 10; Windows® 8.1.



Funciones destacadas:


- Menús y funciones adaptables
- Selección de diferentes encabezados para la impresión en forma de gráficas o de tablas
- Opciones de presentación ampliadas: cajas con valores numéricos, gráfico de barras, instrumento analógico y diagrama xy
- Curva gráfica para visualizar claramente los valores medidos
- Configuración de los registradores: criterio de inicio y parada, intervalo de medición, intervalo de memorización y ajuste de valores límite
- Funciones para el ajuste de 0. (valor medio) hasta un 7º grado

Software para data registradores de datos

ComSoft CFR 21 Parte 11

ComSoft CFR 21 Parte 11 – Software para los cumplir los requisitos según el CFR 21 Parte 11 para la programación y lectura de los registradores de datos Testo

Modelo 0554 1705



ComSoft CFR 21 Parte 11 – especial para los requerimientos de la industria farmacéutica

- El ComSoft CFR 21 Parte 11 es un software validable que cumple todos los requisitos de la FDA (Food and Drug Administration) como parte de un sistema cohesionado.
- La conformidad con las directrices del CFR está corroborada por un instituto independiente
- Admite todos los registradores de datos de las gamas testo 174, testo 175, testo 176 y testo 184
- Compatible con Windows® 7 (excepto "HOME" Edition); Windows® 8.1 Pro; Windows® 8.1 Enterprise; Windows® 10 Pro; Windows® 10 Enterprise; Windows® 10. Consultar compatibilidad con otros sistemas operativos.

Funciones destacadas:

- Administración de usuarios en grupos
- Memorización de datos primarios en un formato de archivo a prueba de manipulaciones
- Reconocimiento de errores de transferencia mediante operaciones matemáticas de comprobación
- Bloqueo en inactividad para impedir accesos no autorizados
- Monitorización de los inicios/finales de sesión, del uso satisfactorio/insatisfactorio de las firmas digitales y de la posible alteración de los datos primarios mediante auditoría trazable

¿Qué software debo elegir?

Seleccione el software más adecuado a sus necesidades:

	ComSoft Básico 0572 0580	ComSoft Profesional 0554 1704	ComSoft CFR 21 Parte 11 0554 1705
Lee/configura el registrador	X	X	X
Ajuste de los intervalos de medición y registro	X	X	X
Exportación de datos en formato .xls / .pdf / .html / .csv	X	X	X
Presentación como gráfica o tabla	X	X	X
Ajuste		X	X
Evaluación científica/estadística (mín./máx., promedio y valores límite sobrepasados)		X	X
Creación de fórmulas		X	X
Medición en línea		X	X
Plantilla de informe		X	X
Archivación de datos		X	X
Firma electrónica			X
Asignación de derechos de usuario a tres niveles			X
Auditoría trazable			X

Accesorios

	Modelo	
Cable para conectar los registradores de datos testo 175 y 176 al PC, Mini USB a USB	0449 0047	
Tarjeta SD de 2 GB para recoger las mediciones en los registradores de datos testo 175 y 176, funcionamiento hasta -20 °C	0554 8803	
Interfaz USB para programación y lectura de los registradores de datos 174T y testo 174H	0572 0500	

