

11.07.2023

Bestätigung der Funktionsweise von digitalen Testo-Fühlern für ein Saveris 1 System

Hiermit wird erklärt, dass die folgenden Testo-Fühler einen digitale Funktionsweise aufweisen und unten beschriebene Leistungsmerkmale bieten:

Digitale Temperaturfühler

0572 2162, 0572 2163, 0618 0071, 0618 7072

Digitale Temperatur-/ Feuchtefühler

0572 2164, 0572 2165, 0572 2154, 0572 2155

Leistungsmerkmale digitaler Testo-Fühler:

1. Bei digitalen Fühlern kommen ausschließlich die Genauigkeitsangaben des Fühlers zum Tragen. Zusätzliche Genauigkeitsangaben des Datenloggers müssen nicht betrachtet werden. Bei analogen Fühlern ermittelt sich die Genauigkeitsangabe aus der Summe von Fühler und Datenlogger.
2. Digitale Fühler können unabhängig vom Datenlogger kalibriert werden. In der Praxis entfällt damit eine feste Zuordnung von Datenlogger und Fühler, die Fühler können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Das verhindert ein Ausfall der Messtelle während dem Kalibrierprozess.
3. Die oben aufgeführten Leistungsmerkmale gelten auch für alle andern digitalen Sonderfühler aus dem Hause Testo.