

pH/temperatuur meetinstrument

testo 205

pH-meetspits omhuld door onbreekbaar kunststof

Gecombineerde insteekspits met temperatuurvoeler

Onderhoudsvrije gel-electrolyt

Meetspits door de gebruiker verwisselbaar

Automatische eindwaardeherkenning (Auto-Hold)

2-regelig display

1-, 2- of 3-puntskalibratie mogelijk

IP65



De testo 205 is een robuust meetinstrument voor temperatuur en pH met een automatische temperatuurcompensatie. De robuuste meetspits is verwisselbaar en dankzij het open diafragma ongevoelig

voor vervuiling. De testo 205 is bijzonder geschikt voor de pH-meting van semi-vaste producten zoals vlees. De bewaarkap met gel-electrolyt dient om de sonde te bewaren.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 205

Set testo 205, pH- en temperatuurmeter met insteeksonde, onderhoudsvrije gel-electrolyt, incl. bewaringskap en gordel-/wandhouder



Bestelnr. 0563 2051

testo 205, starterset

Starterset testo 205, pH- en temperatuurmeter, incl. gel en kalibratiefles 250 ml pH 4+7, gordel-/wandhouder en aluminium koffer



Bestelnr. 0563 2052

Algemene technische gegevens

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Opslagtemp. | -20 tot +70 °C |
| Bedrijfstemp. | 0 tot +50 °C |
| Batterijtype | 4 x knoopcel LR44 |
| Levensd. batterij | 80 h (Auto Off 10 min) |
| Meetbereik | 0.5 s |
| Gewicht | 135 g |
| Afmeting | 145 x 38 x 167 mm |
| Behuizing | ABS |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Display | LCD, 2-regelig |
| Temperatuur compensatie | Automatisch |
| Sensoren | Sensormodule |

Sensor types


| | pH electrode | NTC |
|-------------------------|--------------|---|
| Meetbereik | 0 tot 14 pH | 0 tot 60 °C (kortstondig tot +80 °C max. 5 min) |
| Nauwkeurigheid ±1 Digit | ±0.02 pH | ±0.4 °C |
| Resolutie | 0.01 pH | 0.1 °C |

Toebehoren

Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

| | | |
|--|-----------|--|
| Reserve pH-voeler voor testo 205, incl. bewaringskap met gel | 0650 2051 | |
| Bewaringskap voor testo 205 met KCL-gelvulling | 0554 2051 | |
| Knoopcel batterij type LR 44, 1,5 Volt (4 stuks) | 0515 0032 | |
| pH-bufferoplossing 4,01 in doseerfles (250 ml) incl. DAkKS-kalibratiecertificaat | 0554 2061 | |
| pH-bufferoplossing 7,00 in doseerfles (250 ml) incl. DAkKS-kalibratiecertificaat | 0554 2063 | |



Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl



www.testo.nl