

Be sure. **testo**

Nowy zestaw dostępny w promocyjnej cenie*.

Praktyczny zestaw do niezawodnego monitorowania temperatury wszystkich krytycznych punktów kontrolnych.

testo 174T zestaw startowy

Zawiera 3 szt. mini rejestratora testo 174T, interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny, baterie (2 x CR2032 litowe), D-ROM z oprogramowaniem ComSoft Basic oraz fabryczny protokół kalibracji.



Nr katalogowy 0563 0561

*Oferta ważna: 01/04-30/09/2020

2980 xxxx/TT701.2020 Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Be sure. **testo**



Bezpieczeństwo to zasługa całego zespołu.

Monitorowanie temperatury z rejestratorem
testo 174T w zestawie startowym

www.testo.com.pl

testo 174T

nowy zestaw startowy w cenie promocyjnej



Temperatura żywności lub produktów farmaceutycznych nigdy nie może przekraczać ustalonych wartości - podczas produkcji, magazynowania lub transportu. Mini rejestratory temperatury testo 174T mogą być używane do ciągłego, niezawodnego i dyskretnego monitorowania i dokumentowania wartości temperatury. Wystarczy umieścić rejestratory z towarem, aby rejestrować i dokumentować dane pomiarowe.

NOWOŚĆ: Kompleksowy zestaw startowy

Jeden rejestrator temperatury to czasem za mało do kontroli wszystkich punktów krytycznych. Skorzystaj z nowego zestawu startowego testo 174T, aby zidentyfikować wszystkie odchylenia temperatury i wprowadzić środki naprawcze.

Zestaw składa się z:

- 3x testo 174T mini rejestrator temperatury
- Interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora
- CD-ROM z oprogramowaniem ComSoft Basic
- Uchwyt ścienny
- 6x CR2032 baterie
- Fabryczny protokół kalibracji

Dane zamówieniowe

Zestawy	Nr kat.
testo 174T mini rejestrator temperatury, 1kanał wewn., uchwyt ścienny, baterie (2 x CR2032 litowe) oraz fabryczny protokół kalibracji.	0572 1560
Zestaw testo 174T mini rejestrator temperatury, 1kanał wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny i baterie (2 x CR2032 litowe) oraz fabryczny protokół kalibracji.	0572 0561
Akcesoria dodatkowe	Nr kat.
Interfejs USB do programowania i odczytu danych z rejestratorów testo 174T i testo 174H	0572 0500
Bateria litowa CR2032 guzikowa (prosimy zamówić 2 szt. na rejestrator)	0515 5028
ComSoft Basic , płyta CD ComSoft Basic 5 (program bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej)	0572 0580
ComSoft Professional , profesjonalne oprogramowanie z archiwizacją danych	0554 1704
ComSoft CFR 21 Część 11 , oprogramowanie do rejestratorów Testo spełniające wymagania zgodnie z CFR 21 Część 11	0554 1705
Wzorcowanie wykonane przez akredytowane przez PCA Laboratorium Pomiarowe Testo w punktach: (-10; 0; 20) °C	270520 0002
Wzorcowanie wykonane przez akredytowane przez PCA Laboratorium Pomiarowe Testo w punktach zdefiniowanych przez klienta z zakresu od od (-20 ÷ 150) °C	

Dane techniczne testo 174T

Typ sensora	NTC
Zakres pomiarowy	-30 do +70 °C
Dokładność ±1 cyfra	±0.5 °C (-30 to +70 °C)
Rozdzielczość	0.1 °C
Ogólne dane techniczne	
Kanały	1 x wewnętrzny
Typ baterii	2 baterie litowe (CR2032)
Żywotność baterii	500 dni (15 min, cykl pomiarowy +25 °C)
Temperatura pracy	-30 do +70 °C
Temp. przechowywania	-40 do +70 °C
Wymiary	60 x 38 x 18.5 mm
Waga	35 g
Certyfikat	EN12830
Klasa ochrony	IP65
Cykl pomiarowy	1 min do 24 h
Pamięć	16,000 odczytów