

testo 190: uiterst efficiënte validatie met systeem.

De validatie van sterilisatie- en vriesdroogprocessen is een centraal element in uw kwaliteitsborging en toont het hoge veiligheidsniveau van uw behandelde producten aan. Het nieuwe CFR dataloggersysteem testo 190 helpt u al naargelang uw behoeften bij het betrouwbaar en uiterst efficiënt bereiken van uw GxP-compliance.




testo 190 CFR datalogger

Gewoon compleet:
veelzijdig voelerassortiment, twee batterijformaten en handig toebehoren voor elke toepassing.



Voelerhouder vriesdroging Clip

Gewoon veilig:
100 % hermetisch dichte meettechniek – ook na vervangen van de batterij.



**Snelle batterij-
vervanging
zonder
gereedschap**

Meeteenheden

Batterij



Multifunctionele koffer

Gewoon flexibel:
flexibel inzetbaar en handig in de omgang. Onafhankelijk van een externe voeding.

Tot **8 loggers**
tegelijktijd
programmeren & uitlezen



Gewoon comfortabel:
stabiele transportkoffer en programmeer- en uitleeseenheid in één.



2 in 1

transportkoffer en
uitleeseenheid



testo 190 CFR software

Gewoon intuïtief:
21 CFR Part 11-conforme software met stap voor stap instructies.



Gebruiksvriendelijke
meetmenu's

Automatische
berekening van:
- Hold-fase
- Letaliteit
- Verzadigde stoom

Check met
acceptatiecriteria

Visualisatie van de
meetpuntenverdeling

Gewoon snel:
volledige, audit-relevante documentatie met slechts één muisklik.



1 klik

voor het
rapport