


## Des mesures précises des taux de renouvellement d'air prescrits dans les salles blanches – grâce au balomètre testo 420.




Les CTA utilisées dans les salles blanches doivent satisfaire à des standards d'hygiène élevés. Pour respecter les différentes normes et directives de ces standards, le taux de renouvellement d'air prescrit doit être régulièrement assuré en contrôlant le débit volumétrique total de l'installation. Ce contrôle est souvent effectué sur les diffuseurs de grandes dimensions, distribuant l'air de manière régulière. Le problème de certains diffuseurs est que les tourbillons d'air qu'ils génèrent peuvent fausser les résultats des mesures.

Avec le balomètre testo 420, ces erreurs de mesure peuvent être réduites de manière significative. Le stabilisateur intégré calme le flux d'air, permettant de déterminer plus précisément le débit volumétrique sur ces diffuseurs. Le poids réduit de la hotte permet, quant à lui, de procéder à des mesures fréquentes dans des pièces de grandes dimensions, ainsi qu'à des mesures en hauteur en toute sécurité et de façon aisée.



Principe de fonctionnement du stabilisateur de flux d'air



Mesure et établissement de rapport via l'application



Mesure de la pression différentielle avec tuyau de raccordement

### Le défi.

Dans les salles blanches des hôpitaux et laboratoires ou encore chez les fabricants de denrées alimentaires, l'hygiène est un thème particulièrement sensible. C'est pourquoi les CTA utilisées dans de tels locaux doivent également répondre à des normes et directives strictes. La norme EN ISO 14644, par exemple, définit le degré de pureté de l'air ambiant dans les salles blanches, celui-ci ne pouvant être atteint qu'en respectant un taux de renouvellement de l'air défini. En fonction des CTA utilisées, ce taux doit être contrôlé plusieurs fois par an par un climaticien procédant à la mesure du débit volumétrique total sur les sorties d'air et dans les canalisations. Des problèmes surviennent cependant souvent lors des mesures sur certains diffuseurs : de grands diffuseurs sont en effet généralement installés dans de tels locaux et ceux-ci ne soufflent pas l'air en ligne droite dans la pièce, mais le brassent en continu. Les conséquences ? Les flux d'air ne sont pas souvent mesurés correctement à ces endroits, ce qui rend la mesure du débit volumétrique extrêmement difficile.

### La solution.

Le balomètre testo 420 réduit nettement les erreurs de mesure sur les grands diffuseurs. Son stabilisateur de flux d'air novateur transforme les tourbillons d'air en un flux d'air presque régulier, garantissant ainsi des mesures nettement plus précises.

Un autre avantage de ce balomètre vient de son poids réduit, atteignant à peine 2.9 kg. Grâce à des poignées ergonomiques, des mesures fréquentes ou difficiles peuvent ainsi également être réalisées aisément et en toute sécurité.

Le balomètre enregistre également le climat ambiant au moyen du capteur de température et d'humidité intégré et procède à une mesure de la pression absolue dans la pièce.

Son utilisation est également très simple : Des logements pour baleines en forme d'entonnoir garantissent un montage rapide et aisé, et le trolley fourni assure un transport en toute sécurité. Des appareils mobiles, tels que des Smartphones et tablettes peuvent être utilisés comme second écran et commande à distance grâce à la connexion de l'application via Bluetooth – particulièrement pratique pour une utilisation sûre avec un trépied pour les plafonds hauts. Après la mesure, l'application permet de finaliser, mais aussi d'envoyer le rapport de mesure directement sur site. Des mesures de la pression différentielles ou des mesures au moyen d'un tube de Pitot sont également possibles en retirant l'appareil de mesure de la hotte et en indiquant la géométrie de la canalisation.

Le balomètre testo 420 permet à son utilisateur de satisfaire rapidement et avec précision aux directives d'hygiène et prescriptions en matière de qualité de l'air dans les salles blanches.

### Plus d'infos.

#### Les avantages.

- Mesure plus précise du débit volumétrique sur les grands diffuseurs.
- Poids exceptionnellement léger de seulement 2.9 kg
- Montage rapide, manipulation aisée et utilisation confortable grâce à l'application mobile

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que toutes les réponses à vos questions sur [www.testo.fr](http://www.testo.fr)

Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo - 19, rue des Maraîchers- 57600 FORBACH  
Tél.: 03 87 29 29 29 - Fax: 03 87 29 29 18  
[info@testo.fr](mailto:info@testo.fr)